



## **Information zur blauen Mikrofilamentkleidung mit Anleitung zur Nutzung des Polytex-Wäscheautomaten**

Liebe Studierende der Zahnmedizin,

in Veranstaltungen, in denen Sie direkten Patientenkontakt haben, muss aus hygienischen Gründen die vom Klinikum zur Verfügung gestellte blaue Mikrofilamentkleidung (Dienstkleidung) getragen werden. Sie können diese mit Ihrem Studierendenausweis (LMU-Card) über den Polytex-Wäscheausgabeautomaten ausleihen und zurückgeben. Der Polytex-Automat befindet sich im 1. UG der Portalklinik (Ziemssenstraße 5) in unmittelbarer Nähe der Zahnklinik. Spinde und Umkleidemöglichkeiten stehen Ihnen in der Zahnklinik zur Verfügung.

### **Öffnungszeiten Einkleide:**

INN-PORT PU1.048

**Mo-Do**      **07:00 - 12:00**  
                 **12:30 - 14:00**

### **Zugang zum Polytex-Wäscheaus- und -rückgabe-Automat:**

INN-PORT PU1.046 + PU1.044

**Mo-Fr**      **06:00 - 21:30**



## Generell gilt:

- Im direkten Patientenkontakt ist aus Hygienegründen ein kurzärmeliges Oberteil zu tragen. (bitte keine langen Oberteile darunter tragen)
- Die blaue Mikrofilamentkleidung (Dienstkleidung) darf nur am Klinikum getragen werden. Das Tragen von Dienstkleidung in öffentlichen Bereichen außerhalb des Klinikumsgeländes wie Geschäften, Restaurants, Cafés etc. ist strikt untersagt.
- Der Weg zwischen den Kliniken des Klinikums am Campus Innenstadt (z.B. der Weg zwischen Zahnklinik und MKG) darf in Dienstkleidung zurückgelegt werden, auch wenn dabei öffentliche Straßen begangen werden.
- Die Dienstkleidung darf nicht zweckentfremdet werden.
- Die Dienstkleidung darf nicht mit nach Hause genommen werden und auch nicht privat gewaschen werden.
- Eine private Nutzung, z.B. für (Auslands-) Famulaturen, Pflegedienste oder Praktika ist strengstens verboten.

## 1. Einmalige Freischaltung Ihres Studierendenausweises (LMU Card)

Ihr Studierendenausweis muss einmalig zur Nutzung des Polytex-Wäscheautomaten freigeschaltet werden.

### Öffnungszeiten Einkleide:

INN-PORT PU1.048

**Mo-Do 07:00 - 12:00**  
**12:30 - 14:00**



Eine kurze Bedienungsanweisung der Wäscheausgabe- und Rückgabeautomaten erfolgt direkt nach der Aktivierung der Studierendenausweise durch den Wäscheservice vor Ort.

## 2. Ausgabe der gechippten Kleidung

Sie können maximal **zwei Garnituren (zwei Kasacks und zwei Hosen)** an blauer Mikrofilamentkleidung ausleihen. Jedes Kleidungsstück ist mit einem kleinen elektronischen Chip ausgestattet. Dieser Chip hat eine **individuelle Kennung** und wird bei jeder Aus- und Rückgabe gelesen. Die Auswahl der Kleidergrößen erfolgt individuell und ist über das Touchdisplay der Polytex-Ausgabeautomaten frei wählbar.



INFO-Flyer mit den einzelnen Arbeitsschritten für die Aus- und Rückgabe kleben an jedem Automaten.

An jedem der vier Polytex-Automaten hängt ein Bestückungsplan. Sie erkennen so, welche Größen in welchem der vier Geräte vorhanden sind. Sollten Sie mehrere Wäschestücke

derselben Größe benötigen, müssen Sie die Größe des Artikels mehrmals auf dem Display auswählen.

Polytex Wäscheautomat I		Größen	
Mikrofilament blau		Kittel weiß	
Hosen	Kasack	Damen	Herren
Gr. 0 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 0 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 16 <input type="checkbox"/>	Gr. 42 <input checked="" type="checkbox"/>
Gr. 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 18 <input type="checkbox"/>	Gr. 46 <input checked="" type="checkbox"/>
Gr. 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 20 <input type="checkbox"/>	Gr. 50 <input checked="" type="checkbox"/>
Gr. 3 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 3 <input type="checkbox"/>	Gr. 22 <input type="checkbox"/>	Gr. 54 <input checked="" type="checkbox"/>
Gr. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	Gr. 24 <input type="checkbox"/>	Gr. 58 <input checked="" type="checkbox"/>
Gr. 5 <input type="checkbox"/>	Gr. 5 <input type="checkbox"/>	Gr. 32 <input type="checkbox"/>	Gr. 62 <input checked="" type="checkbox"/>
		Gr. 36 <input type="checkbox"/>	Gr. 66 <input checked="" type="checkbox"/>
		Gr. 40 <input type="checkbox"/>	Gr. 102 <input checked="" type="checkbox"/>
		Gr. 44 <input type="checkbox"/>	
		Gr. 48 <input type="checkbox"/>	
		Gr. 52 <input type="checkbox"/>	
		Gr. 56 <input type="checkbox"/>	
		Gr. 60 <input type="checkbox"/>	

Entnommene Kleidungsstücke sind mit der individuellen Kennung bis zur elektronischen Rückgabe auf Ihrem Konto vermerkt. Auf dem Touchdisplay der Polytex-Ausgabeautomaten können Sie bei jeder Anmeldung mit Ihrem Studierendenausweis Ihren aktuellen Kleiderkontingent-Status ablesen.

Beispiel der Anzeige (gilt gleichermaßen für Kasacks):

Hosen 2/2 Kredit = 2 / aktuell verfügbar = 2	Sie können 2 Hosen in Ihrer Größe auswählen und auch erhalten
Hosen 2/1 Kredit = 2 / aktuell verfügbar = 1	Sie können 1 Hose in Ihrer Größe auswählen und auch erhalten
Hosen 2/0 Kredit = 2 / aktuell verfügbar = 0	hier muss zuerst eine Rückgabe erfolgen

### 3. Rückgabe der getragenen Kleidung

Die Rückgabe der entnommenen Kleidung erfolgt ebenfalls über den Polytex-Automaten und Ihren Studierendenausweis. Die zurückgegebenen Kleidungsstücke werden von dem Automaten eingelesen und auf dem Ausleihkontingent Ihres Studierendenausweises gutgeschrieben. Bei Rückgabe von nur einer Garnitur wird Ihnen auch nur eine Garnitur gutgeschrieben.



**1.** Mit der Karte anmelden ...  
... die Klappe öffnet sich automatisch.

**2.** Kleidung in das linke Fach einwerfen und sicherstellen, dass im Display eine „1“ leuchtet! Sonst Kleidung im Schacht drehen!

**3.** Erst dann ggf. ein zweites Teil in das rechte Fach einwerfen. Im Display leuchtet nun eine „2“ auf!

**4.** Dann Klappe schließen.

Es wurden 2 Teile gutgeschrieben

Sollte ein Teil einmal nicht erkannt werden (es erscheint keine Zahl im Display), muss das Textil im Schacht gewendet werden, bis eine Zahl aufleuchtet! Solange keine Zahl aufleuchtet, wurde auch kein Teil erkannt und es erfolgt KEINE GUTSCHRIFT der/des Artikel(s)!

INFO-Flyer mit den einzelnen Arbeitsschritten für die Aus- und Rückgabe kleben an jedem Automaten.

Leeren Sie die Taschen vollständig, werfen Sie die Mikrofilament-Kleidung ohne Stifte und ohne Einweg- oder Fremdmaterial ab. Entfernen Sie Ihr Namenschild. Nur dann kann hygienisch und flusenfrei aufbereitet werden.

Bitte achten Sie bei der Rückgabe darauf, dass Sie das gesamte Kleidungsstück in den Rückgabeschacht legen, sodass keine Teile der Kleidung, z.B. die Hosenkordel, heraushängen. **Sollten Sie doch Kleidungssteile eingeklemmt haben, versuchen Sie bitte nicht, diese durch Reißen bzw. Ziehen zu entfernen und versuchen Sie niemals die Rückgabeklappe mit Gewalt zu öffnen!**

Der Rückgabeautomat erkennt leider nicht immer, wenn mehrere Kleidungsstücke gleichzeitig zurückgegeben werden. Bitte achten Sie deswegen auf die Displayanzeige.

**ACHTUNG: Die gechipte Mikrofilamentkleidung, die über die Polytex-Wäscheautomaten in der neuen Portalklinik entnommen wird, darf keinesfalls nach Gebrauch über die Schmutzwäschesäcke in der Zahnklinik oder in der MKG abgeworfen werden!**

#### **4. Technische Probleme**

Sollten Sie feststellen, dass ein Automat nicht einwandfrei funktioniert oder Ihr Konto nicht korrekt angezeigt wird, melden Sie dies bitte direkt im Wäscheservice vor Ort in Raum PU1.048 während der Öffnungszeiten (siehe Seite 1).

Bei Problemen mit einem Automaten außerhalb der Öffnungszeiten, befindet sich auf jedem Gerät ein gelber Aufkleber mit einer Telefonnummer. Bitte rufen Sie diese Telefonnummer an, nennen Sie die Gerätenummer, die sich ebenso auf dem gelben Aufkleber befindet und beschreiben Sie die Störung (z.B. Entschuldigung, ich habe versehentlich die Hosenkordel eingeklemmt). Zudem darf bei Gerätestörungen außerhalb der Dienstzeiten des Wäscheservice auch die Haustechnik über die Hotline am Klinikum unter Tel: 089/4400-58710 kontaktiert werden. Sollten Sie niemanden telefonisch erreichen, können Sie den Fehler per E-Mail melden an: [ml-Waescheservice\\_Bardusch@med.uni-muenchen.de](mailto:ml-Waescheservice_Bardusch@med.uni-muenchen.de)

Vielen Dank!

Ihr Studiendekanat Zahnmedizin